



# Óxido de Zinco

Peso líq. 50g

(DCB nº. 06730)  
FARM. BRAS.

**PARA USO  
ODONTOLÓGICO**

## DESCRIÇÃO

Pó finíssimo branco amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas.

## COMPOSIÇÃO

Óxido de Zinco

## INDICAÇÕES

A mistura do Óxido de Zinco com Eugenol é usada no capeamento pulpar, na obturação de canais radiculares, na obturação temporária de cavidades, na cimentação provisória de peças protéticas e como cimento cirúrgico.

## CONTRA-INDICAÇÕES

Não há contra-indicações.

## EFEITOS COLATERAIS

Quando utilizado com a técnica correta, não apresenta efeitos colaterais dignos de nota.

## INTERAÇÕES

Não há.

## MODO DE USAR

O produto deve ser misturado com eugenol,

em proporções adequadas, para obtenção de uma pasta, que é aplicada nas cavidades dentárias a serem tratadas.

## ADVERTÊNCIAS

Não há.

## PRECAUÇÕES

Não utilizar com o prazo de validade vencido  
Manter fora do alcance de crianças  
Somente para uso odontológico  
Este material foi fabricado para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções

## ARMAZENAGEM

Para preservar as qualidades do produto recomendamos guardá-lo bem fechado.

## APRESENTAÇÃO

Frasco plástico com 50 g.

Uso exclusivo do cirurgião-dentista.

Reg. ANVISA n.º: 10041120168

Téc. Resp.: Ana Cristina T. F. Russo CRF RJ  
15292

S.S. White Artigos Dentários Ltda.  
Rua Senador Alencar, 160 - RJ  
CNPJ: 68.567.650/0001-57  
Indústria Brasileira  
[www.sswwhite.com.br](http://www.sswwhite.com.br)  
e-mail: [tcientif@sswhite.com.br](mailto:tcientif@sswhite.com.br)



Ref.05130



Mantenha sua cidade limpa.